



Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

EGG YOLK EMULSION 50%

REF 42111600

1 x 200 mL

Liquid supplement for the differentiation of *Bacillus cereus* or *C.perfringens* / Supplemento liquido per la differenziazione di *Bacillus cereus* o di *Clostridium perfringens* / Supplément liquide pour la diferenciación de *Bacillus cereus*, o *Clostridium perfringens*. / Lösung zur Identifizierung von *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens* / Solución para identificación de *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens* / Supplement i lösning för differentiering av *Bacillus cereus* eller *Clostridium perfringens* / Suplemento liquido para diferenciação de *Bacillus cereus* ou *Clostridium perfringens* / Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*.

CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL /CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 BOTTLE : 200 ML / 1 FLACONE : 200 ML / 1 FLACON : 200 ML / 1 RÖHRCHEN : 200 ML / 1 VIAL: 200 ML / 1 AMPULLENS, : 200 ML / 1 FRASCO : 200 ML / 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ : 200 ML

VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE /COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ

Egg yolk 100 mL, NaCl 1.5 g, distilled water 100 mL.

Egg yolk 100 mL, NaCl 1.5 g, distilled water 100 mL.

Emulsione di tuorlo d'uova 100 mL, , NaCl 1.5 g, acqua distillata 100 mL.

Émulsion de jaunes d'oeufs 100 mL, NaCl 1.5 g, eau distillée 100 mL.

Eigelb- Emulsionen 100 mL, NaCl 1.5 g, destillierten Wasser 100 mL


Emulsión de yema de huevo 100 mL, NaCl 1.5 g, agua destilada 100 mL.

Ägg Gule Lösning 100 mL, NaCl 1.5 g, destillerat vatten 100 mL.

Emulsão de gema de ovo fresca 100 mL, NaCl 1.5 g, água destilada 100 mL.

Φρέσκο κρόκος αυγού 100 ml, NaCl 1.5 g, αποσταγμένο νερό 100 ml.

DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PRÉPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES /INSTRUKTIONER / INSTRUCÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.





Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratorietekniker. / O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.

WARNING / ATTENZIONE / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCION / VARNING / ATENÇÃO / ΠΡΟΣΟΧΗ

Separation may occur on storage. This occurrence is a normal one and doesn't affect the quality of the product. Mix well before the use. / Durante la conservazione del prodotto si può osservare una separazione delle fasi. Questo fenomeno è da considerarsi normale e non pregiudica la qualità del prodotto. Mescolare prima dell'uso. / L'émulsion de jaunes d'oeufs peut ne pas rester homogène pendant le stockage. Ceci n'affecte pas la qualité du produit. / Bei Lagerung von Eigelb - Emulsionen kann Trennung auftreten. Dies ist normal und beeinträchtigt die Qualität des Produktes in keiner Weise. / Durante el almacenamiento puede separarse la emulsión de yema de huevo. Esta situación es normal y no afecta la calidad del producto en modo alguno. / Durante a conservação do produto poder-se-á observar que a emulsão de gema de ovo não permaneça homogênea. Este fenômeno é considerado normal e não prejudica a qualidade do produto. Misturar antes de usar. / Separation av produkt kan förekomma under lagring, vilket är normalt och påverkar inte kvaliteten på produkten. Skaka produkten väl före användning. / Μπορεί να εμφανισθεί διαχωρισμός κατά την αποθήκευση. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it ; Web: www.biolifeitaliana.it