

GLYCEROL

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento per i terreni per l'isolamento di *Pseudomonas* spp.

CONTENUTO DEL FLACONE

Glicerina..... 100 mL

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso.

METODO D'IMPIEGO

La glicerina deve essere aggiunta, prima della sterilizzazione in autoclave, ai seguenti terreni di coltura:

Pseudomonas Agar Base (401960)	10 g/L
Pseudomonas Selective Agar (401963)	10 g/L
Pseudomonas Selective Broth (401964)	10 g/L
Pseudomonas Agar F (401961)	10 g/L
Pseudomonas Agar p (401962)	10 g/L

Si rimanda alle schede tecniche dei terreni in polvere per le modalità di preparazione e di impiego.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 10-30°C.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto non è classificato pericoloso ai sensi della legislazione vigente. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

421015 Glycerol flacone da 100 mL