

SALINE SOLUTION

Provette pronte per l'uso

IMPIEGO PREVISTO

Soluzione fisiologica in provetta per la preparazione delle diluizioni dei campioni o dei microrganismi quando sia richiesta una soluzione isotonica.

FORMULA TIPICA

Sodio cloruro	8.5 g
Acqua distillata	1000 ml

DESCRIZIONE

Saline Solution è soluzione fisiologica pronta per l'uso in provetta impiegata come diluente per la preparazione del campione e delle sue diluizioni decimali per l'esame microbiologico o per la diluizione di ceppi microbici. Saline Solution è utile per mantenere la integrità e la vitalità cellulare. Queste proprietà sono fondamentali in ogni test biochimico o di studio della sensibilità microbica.

METODO

Inoculare la provetta con una-cinque colonie microbiche fino ad ottenere la densità microbica desiderata.

LIMITI

Saline Solution non ha proprietà nutritive e quindi non supporta la crescita microbica che comunque potrebbe essere indotta dalle sostanze trasportate con l'inoculo. Per questo motivo è necessario non mantenere per più di 1 ora a temperatura ambiente le sospensioni microbiche in soluzione fisiologica.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-30 °C al buio, fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità del prodotto dalla data di fabbricazione: 8 mesi

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione né contiene sostanze pericolose in concentrazioni $\geq 1\%$. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le provette dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

554610 Saline Solution 0,85%
20 provette di vetro, 18x145 mm, fondo piano, tappo a vite, con 9 ml di soluzione