



SANGUE ANIMALE E DERIVATI

1 - DESTINAZIONE D'USO

Sangue animale e derivati del sangue da impiegare come arricchimenti per i terreni di coltura per microbiologia che lo richiedono.

2-RACCOLTA

Il sangue defibrinato è raccolto con le cautele dell'asepsi da animali controllati clinicamente e ritenuti sani ed è lavorato sterilmente. Le condizioni di raccolta e di trattamento estremamente curate garantiscono una assoluta sterilità del sangue.

3-METODO DI RICOSTITUZIONE E D'IMPIEGO

I prodotti sono pronti all'uso. Si rimanda alle schede tecniche dei terreni di coltura di base per le modalità di preparazione e di impiego.

4-CARATTERISTICHE

Stato fisico	liquido
Sterilità	sterile mediante prelievo in asepsi e lavorazione sterile
Ematocrito	≥ 30%
Resistenza osmolare	≥0,62%

5 – MATERIALI FORNITI

Prodotto	Tipo	REF	Confezione
Sangue defibrinato di Montone	flacone	90SDX100 90 SDX50 90 SDG25	100 mL 50 mL 25 mL
Sangue defibrinato di Cavallo	flacone	90HDX100 90HDG25	100 mL 25 mL
Sangue lisato (laccato) di Cavallo	flacone	90HLX100	100 mL
Sangue di montone in soluzione di Alsever	flacone	90SAG25	25 mL
Globuli rossi di Montone 10%	flacone	90HWH25	25 mL

6 – MATERIALI NECESSARI NON FORNITI

Terreni di coltura di base, autoclave, bagnomaria, incubatore e attrezzature di laboratorio, piastre Petri sterili o provette, flaconi autoclavabili, anse per microbiologia, reagenti e terreni di coltura accessori.

7 – PROCEDURA DELL'ANALISI

Per le procedure di inoculo, incubazione e lettura, consultare le Istruzioni per l'uso dei terreni di coltura a cui viene addizionato il sangue.

8 – CONTROLLO QUALITÀ DELL'UTILIZZATORE

Ciascun lotto del prodotto qui descritto è rilasciato alla vendita dopo l'esecuzione del controllo qualità che ne verifica la conformità alle specifiche. È comunque facoltà dell'utilizzatore eseguire un proprio controllo di qualità con modalità in accordo alle normative vigenti in materia, alle regole dell'accreditamento ed in funzione della propria esperienza di Laboratorio. Per i ceppi di controllo qualità suggeriti, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso dei terreni di coltura a cui viene addizionato il sangue.

9 – PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

- Questi prodotti sono destinati ai controlli microbiologici, sono per uso professionale e devono essere usati in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni.
- Questi prodotti contengono materiali di origine animale. I controlli *ante* e *post mortem* degli animali e quelli durante il ciclo di produzione e distribuzione non possono garantire in maniera assoluta che questo prodotto non contenga nessun agente patogeno trasmissibile; per queste ragioni si consiglia di manipolare il prodotto con le precauzioni di sicurezza specifiche per i materiali potenzialmente infettivi (non ingerire, non inalare, evitare il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose).
- L'area del laboratorio deve essere controllata per evitare contaminazioni.
- Sterilizzare tutti i rifiuti a rischio biologico prima della loro eliminazione.
- Evitare qualsiasi riscaldamento non opportuno del prodotto.
- I Certificati d'Analisi e la Scheda di Sicurezza del prodotto sono disponibili sul sito www.biolifeitaliana.it.
- Le informazioni contenute in questo documento sono state definite al meglio delle nostre conoscenze e capacità e rappresentano una linea guida al corretto impiego del prodotto, ma senza impegno o responsabilità. L'utilizzatore finale deve in ogni caso, rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure standard locali per l'esame dei campioni raccolti dai diversi distretti organici umani ed animali, dei campioni ambientali e dei prodotti destinati al consumo umano o animale. Le nostre informazioni non esonerano l'utilizzatore finale dalla sua responsabilità di controllare l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo previsto.

10 – CONSERVAZIONE E VALIDITÀ

Conservare nella confezione originale a +2°C / +8°C al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non congelare.

Dopo l'apertura il prodotto, se manipolato con le precauzioni dell'asepsi, può essere utilizzato fino alla data di scadenza.

Esaminare il prodotto al momento dell'uso e scartare se vi fossero segni evidenti di deterioramento (es.: contaminazione, colore alterato o altra caratteristica anomala).

11-SPEDIZIONE

La forma migliore di spedizione è quella su abbonamento programmato. Le spedizioni di sangue animale avvengono regolarmente il mercoledì di ogni settimana. Per ordini fuori abbonamento, ricevuti entro il martedì, si garantisce la spedizione il mercoledì della settimana successiva.

Il certificato d'analisi, relativo ad ogni lotto, è disponibile su richiesta.





TABELLA DEI SIMBOLI APPLICABILI

REF o REF Numero di catalogo	LOT Numero di lotto	 Monouso	 Fabbricante	 Proteggere dall'umidità
 Limiti di temperatura	 Consultare le istruzioni per l'Uso	 Utilizzare entro	 Lato superiore	 Proteggere dalla luce diretta

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

Versione	Descrizione delle modifiche	Data
Revisione 5	Aggiornamento del contenuto	04/2022
Revisione 6	Aggiornamento del contenuto e del Layout	01/2025

Nota: lievi modifiche tipografiche, grammaticali e di formattazione non sono incluse nella cronologia delle revisioni.

